

車いす定期安全点検票

実施年月日 2024年 6月 7日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

7

仕様

介助式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|--------------|---|----|----|--------|
| フレーム | A | 1 フレーム | ✓ | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 介助ブレーキレバー | ✓ | | | |
| | | 2 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | | |
| | | 3 介助ブレーキの効き | ✓ | | | |
| ブレーキ | C | 1 ブレーキ | ✓ | | | |
| タイヤ | D | 1 タイヤ | ✓ | | | |
| | | 2 虫ゴム | ✓ | | | |
| | | 3 空気圧 | | | ✓ | |
| リム | E | 1 リム・スポーク | ✓ | | | |
| キャスター | F | 1 キャスター | | | ✓ | 毛絡み清掃済 |
| フットサポート | G | 1 フットサポート | ✓ | | | |
| アームサポート | H | 1 アームサポート | ✓ | | | |
| ハンドリング | I | 1 ハンドリング | — | — | — | |
| サイドガード | J | 1 サイドガード | ✓ | | | |
| 座面 | K | 1 バックサポート | ✓ | | | |
| | | 2 座面シート | ✓ | | | |
| 清掃 | L | 1 消毒 | | | ✓ | |

所見 キャスターの毛絡み清掃を実施しました。

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2024年 6月 7日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

8

仕様

介助式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | | ✓ | |
| | | 3 | 空気圧 | | ✓ | |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | — | — | — |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2024年 6月 7日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

10

仕様

介助式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|----------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | ✓ | | |
| | | 3 | 空気圧 | | | ✓ |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | | | ✓ 毛絡み清掃済 |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | — | — | — |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | | ✓ |
| | | | | | | |

所見 キャスターの毛絡みを清掃しました。

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2024年 6月 7日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

24

仕様

自走式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|--------------|---|----|----|---------|
| フレーム | A | 1 フレーム | ✓ | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 介助ブレーキレバー | ✓ | | | |
| | | 2 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | | |
| | | 3 介助ブレーキの効き | ✓ | | | |
| ブレーキ | C | 1 ブレーキ | ✓ | | | |
| タイヤ | D | 1 タイヤ | ✓ | | | |
| | | 2 虫ゴム | | ✓ | ✓ | バルブ本体交換 |
| | | 3 空気圧 | | | ✓ | |
| リム | E | 1 リム・スポーク | ✓ | | | |
| キャスター | F | 1 キャスター | | | ✓ | 毛絡み清掃済 |
| フットサポート | G | 1 フットサポート | ✓ | | | |
| アームサポート | H | 1 アームサポート | ✓ | | | |
| ハンドリング | I | 1 ハンドリング | ✓ | | | |
| サイドガード | J | 1 サイドガード | ✓ | | | |
| 座面 | K | 1 バックサポート | ✓ | | | |
| | | 2 座面シート | ✓ | | | |
| 清掃 | L | 1 消毒 | | | ✓ | |

所見 水調べ(パンク調べ)の結果、バルブ本体に不具合があり交換しました。
キャスターの毛絡みを清掃しました。

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2024年 6月 7日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

26

仕様

自走式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|--------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | ✓ | | |
| | | 3 | 空気圧 | | ✓ | |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | | ✓ | 毛絡み清掃済 |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | ✓ | | |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見 キャスターの毛絡みを清掃しました。

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2024年 6月 7日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

28

仕様

介助式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|--------------|---|----|----|--------|
| フレーム | A | 1 フレーム | ✓ | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 介助ブレーキレバー | ✓ | | | |
| | | 2 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | | |
| | | 3 介助ブレーキの効き | ✓ | | | |
| ブレーキ | C | 1 ブレーキ | ✓ | | | |
| タイヤ | D | 1 タイヤ | ✓ | | | |
| | | 2 虫ゴム | | | ✓ | |
| | | 3 空気圧 | | | ✓ | |
| リム | E | 1 リム・スポーク | ✓ | | | |
| キャスター | F | 1 キャスター | | | ✓ | 毛絡み清掃済 |
| フットサポート | G | 1 フットサポート | ✓ | | | |
| アームサポート | H | 1 アームサポート | ✓ | | | |
| ハンドリング | I | 1 ハンドリング | — | — | — | |
| サイドガード | J | 1 サイドガード | ✓ | | | |
| 座面 | K | 1 バックサポート | ✓ | | | |
| | | 2 座面シート | ✓ | | | |
| 清掃 | L | 1 消毒 | | | ✓ | |

所見 キャスターの毛絡みを清掃しました。

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2024年 6月 7日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

39

仕様

自走式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | ✓ | | |
| | | 3 | 空気圧 | | ✓ | |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | ✓ | | |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2024年 6月 7日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

53

仕様

自走式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|---------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | | ✓ | 右ブレーキ異音 |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | | ✓ | 処置済 |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | | ✓ | 処置済 |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | — | — | — |
| | | 3 | 空気圧 | — | — | — |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | ✓ | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |

所見 右介助ブレーキ異音、調整済。これ以上は本体を分解確認の必要がある。効きに問題がないため、合格とします。

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2024年 6月 7日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

55

仕様

自走式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|----------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | — | — | — |
| | | 3 | 空気圧 | — | — | — |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | △ | | 右側リム振れ有り |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | ✓ | | |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | | ✓ |
| | | | | | | |

所見 右側リムに振れがあるが、規定内につき合格とします。

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2024年 6月 7日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

56

仕様

自走式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | — | — | — |
| | | 3 | 空気圧 | — | — | — |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | ✓ | | |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | | ✓ |
| | | | | | | |

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2024年 6月 7日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

59

仕様

自走式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | — | — | — |
| | | 3 | 空気圧 | — | — | — |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | ✓ | | |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | | ✓ |
| | | | | | | |

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2024年 6月 7日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

60

仕様

自走式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | — | — | — |
| | | 3 | 空気圧 | — | — | — |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | ✓ | | |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | | ✓ |
| | | | | | | |

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2024年 6月 7日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

61

仕様

自走式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | — | — | — |
| | | 3 | 空気圧 | — | — | — |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | ✓ | | |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | | ✓ |
| | | | | | | |

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2024年 6月 7日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

71

仕様

介助式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | — | — | — |
| | | 3 | 空気圧 | — | — | — |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | — | — | — |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | | ✓ |
| | | | | | | |

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2024年 6月 7日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

73

仕様

介助式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|----------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | — | — | — |
| | | 3 | 空気圧 | — | — | — |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | | | ✓ 毛絡み清掃済 |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | — | — | — |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | | ✓ |
| | | | | | | |

所見 キャスターの毛絡みを清掃しました。

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2024年 6月 7日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

75

仕様

介助式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|----------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | — | — | — |
| | | 3 | 空気圧 | — | — | — |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | | | ✓ 毛絡み清掃済 |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | — | — | — |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | | ✓ |
| | | | | | | |

所見 キャスターの毛絡みを清掃しました。

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治

