

車いす定期安全点検票

実施年月日

2024年 6月 21日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

希望の家 62

仕様

自走式

部位	項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容	
フレーム	A	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム	—	—	—	
		3	空気圧	—	—	—	
リム	E	1	リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1	キャスター	✓			
フットサポート	G	1	フットサポート	△		✓	フットサポートガード取付
アームサポート	H	1	アームサポート	✓			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓			
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

所見

フットサポートガードが外されていたため、安全の為取付ました。

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日

2024年 6月 21日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

幸和製作所

管理番号

希望の家 2

仕様

自走式

部位	項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓		
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓		
		2	介助ブレーキワイヤー	✓		
		3	介助ブレーキの効き	✓		
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓		
タイヤ	D	1	タイヤ	✓		
		2	虫ゴム		✓	
		3	空気圧		✓	
リム	E	1	リム・スポーク	✓		
キャスター	F	1	キャスター	✓		
フットサポート	G	1	フットサポート	✓		
アームサポート	H	1	アームサポート	✓		
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓		
サイドガード	J	1	サイドガード	✓		
座面	K	1	バックサポート	✓		
		2	座面シート	✓		
清掃	L	1	消毒		✓	

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治

