

車いす定期安全点検票

実施年月日

2025年 6月 17日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

23

仕様

自走式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | | ✓ | |
| | | 3 | 空気圧 | | ✓ | |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | ✓ | | |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日

2025年 6月 17日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

25

仕様

自走式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|--------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | ✓ | | |
| | | 3 | 空気圧 | ✓ | | |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | | ✓ | 毛絡み清掃済 |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | ✓ | | |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見 キャスターの毛絡みを清掃しました。

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日

2025年 6月 17日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

39

仕様

自走式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | ✓ | | |
| | | 3 | 空気圧 | | ✓ | |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | ✓ | | |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見

点検者

特定非営利活動法人くるま
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日

2025年 6月 17日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

61

仕様

自走式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|--------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | — | — | — |
| | | 3 | 空気圧 | — | — | — |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | | ✓ | 毛絡み清掃済 |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | ✓ | | |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見 キャスターの毛絡みを清掃しました。

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日

2025年 6月 17日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

7

仕様

介助式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | ✓ | | |
| | | 3 | 空気圧 | | ✓ | |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | - | - | - |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日

2025年 6月 17日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

8

仕様

介助式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | | ✓ | |
| | | 3 | 空気圧 | | ✓ | |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | - | - | - |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | | ✓ |
| | | | | | | |

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日

2025年 6月 17日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

9

仕様

介助式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|--------------|---|----|----|------|
| フレーム | A | 1 フレーム | ✓ | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 介助ブレーキレバー | ✓ | | | |
| | | 2 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | | |
| | | 3 介助ブレーキの効き | ✓ | | | |
| ブレーキ | C | 1 ブレーキ | ✓ | | | |
| タイヤ | D | 1 タイヤ | ✓ | | | |
| | | 2 虫ゴム | ✓ | | | |
| | | 3 空気圧 | | | ✓ | |
| リム | E | 1 リム・スポーク | ✓ | | | |
| キャスター | F | 1 キャスター | ✓ | | | |
| フットサポート | G | 1 フットサポート | ✓ | | | |
| アームサポート | H | 1 アームサポート | ✓ | | | |
| ハンドリング | I | 1 ハンドリング | - | - | - | |
| サイドガード | J | 1 サイドガード | ✓ | | | |
| 座面 | K | 1 バックサポート | ✓ | | | |
| | | 2 座面シート | ✓ | | | |
| 清掃 | L | 1 消毒 | | | ✓ | |

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日

2025年 6月 17日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

28

仕様

介助式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|--------------|---|----|----|------------|
| フレーム | A | 1 フレーム | ✓ | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 介助ブレーキレバー | ✓ | | | |
| | | 2 介助ブレーキワイヤー | | | ✓ | 右介助ブレーキ音鳴り |
| | | 3 介助ブレーキの効き | | | ✓ | 調整済 |
| ブレーキ | C | 1 ブレーキ | ✓ | | | |
| タイヤ | D | 1 タイヤ | ✓ | | | |
| | | 2 虫ゴム | ✓ | | | |
| | | 3 空気圧 | | | ✓ | |
| リム | E | 1 リム・スポーク | ✓ | | | |
| キャスター | F | 1 キャスター | ✓ | | | |
| フットサポート | G | 1 フットサポート | ✓ | | | |
| アームサポート | H | 1 アームサポート | ✓ | | | |
| ハンドリング | I | 1 ハンドリング | - | - | - | |
| サイドガード | J | 1 サイドガード | ✓ | | | |
| 座面 | K | 1 バックサポート | ✓ | | | |
| | | 2 座面シート | ✓ | | | |
| 清掃 | L | 1 消毒 | | | ✓ | |

所見

右介助ブレーキ音鳴りにつき調整し完了しました。

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日

2025年 6月 17日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

29

仕様

介助式

| 部位 | 項目 | 点検箇所 | 良 | 不可 | 処置 | 処置内容 |
|---------|----|------|------------|----|----|------|
| フレーム | A | 1 | フレーム | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 介助ブレーキ | B | 1 | 介助ブレーキレバー | ✓ | | |
| | | 2 | 介助ブレーキワイヤー | ✓ | | |
| | | 3 | 介助ブレーキの効き | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ブレーキ | C | 1 | ブレーキ | ✓ | | |
| | | | | | | |
| タイヤ | D | 1 | タイヤ | ✓ | | |
| | | 2 | 虫ゴム | ✓ | | |
| | | 3 | 空気圧 | | ✓ | |
| | | | | | | |
| リム | E | 1 | リム・スポーク | ✓ | | |
| | | | | | | |
| キャスター | F | 1 | キャスター | ✓ | | |
| | | | | | | |
| フットサポート | G | 1 | フットサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| アームサポート | H | 1 | アームサポート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| ハンドリング | I | 1 | ハンドリング | - | - | - |
| | | | | | | |
| サイドガード | J | 1 | サイドガード | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 座面 | K | 1 | バックサポート | ✓ | | |
| | | 2 | 座面シート | ✓ | | |
| | | | | | | |
| 清掃 | L | 1 | 消毒 | | ✓ | |
| | | | | | | |

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治

