

車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 7月 9日

日の出町社会福祉協議会

メーカー

カワムラ

管 理 番 号

日の出社協 1

仕様

自走式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム	—	—	—	
		3	空気圧	—	—	—	
リム	E	1	リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1	キャスター	✓			
フットサポート	G	1	フットサポート	✓			
アームサポート	H	1	アームサポート	✓			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓			
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座 面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 7月 9日

日の出町社会福祉協議会

メーカー

カワムラ

管 理 番 号

日の出社協 5

仕様

自走式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム	✓			
		3	空気圧			✓	
リム	E	1	リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1	キャスター	✓			
フットサポート	G	1	フットサポート	△		✓	調整済
アームサポート	H	1	アームサポート	✓			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓			
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座 面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

所見 フットサポートのスイングアウト固定部にグラつきがあり調整を行いました

点検者 特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 7月 9日

日の出町社会福祉協議会

メーカー

カワムラ

管 理 番 号

日の出社協 6

仕様

自走式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム	✓			
		3	空気圧	✓			
リム	E	1	リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1	キャスター	✓			
フットサポート	G	1	フットサポート	✓			
アームサポート	H	1	アームサポート	✓			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓			
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座 面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 7月 9日

日の出町社会福祉協議会

メーカー

日進

管 理 番 号

日の出社協 7

仕様

自走式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム			✓	
		3	空気圧			✓	
リム	E	1	リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1	キャスター	✓			
フットサポート	G	1	フットサポート	✓			
アームサポート	H	1	アームサポート	✓			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓			
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座 面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 7月 9日

日の出町社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管 理 番 号

日の出社協 9

仕様

介助式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム			✓	
		3	空気圧			✓	
リム	E	1	リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1	キャスター	✓			
フットサポート	G	1	フットサポート	✓			
アームサポート	H	1	アームサポート	✓			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	—	—	—	
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座 面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 7月 9日

日の出町社会福祉協議会

メーカー

日進

管 理 番 号

日の出社協 11

仕様

自走式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム			✓	
		3	空気圧			✓	
リム	E	1	リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1	キャスター	✓			
フットサポート	G	1	フットサポート	△		✓	調整済
アームサポート	H	1	アームサポート	✓			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓			
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座 面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

所見 フットサポートにグラつきがあったため、締め調整を行いました。

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 7月 9日

日の出町社会福祉協議会

メーカー

カワムラ

管 理 番 号

日の出社協 14

仕様

自走式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	—	—	—	
		2	介助ブレーキワイヤー	—	—	—	
		3	介助ブレーキの効き	—	—	—	
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム	✓			
		3	空気圧			✓	
リム	E	1	リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1	キャスター	✓			
フットサポート	G	1	フットサポート	✓			
アームサポート	H	1	アームサポート	✓			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓			
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座 面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

2025年 7月 9日

MIKI

自走式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	C	1	ブレーキ	△		✓	ブレーキ調整済
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム	✓			
		3	空気圧			✓	
リム	E	1	リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1	キャスター	✓			
フットサポート	G	1	フットサポート	✓			
アームサポート	H	1	アームサポート	✓			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓			
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座 面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

右ブレーキが緩い為、ブレーキ位置の調整調整を行いました。



車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 7月 9日

日の出町社会福祉協議会

メーカー

日進

管 理 番 号

ドリーム2号

仕様

自走式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム	✓			
		3	空気圧			✓	
リム	E	1	リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1	キャスター	✓			
フットサポート	G	1	フットサポート	✓			
アームサポート	H	1	アームサポート	✓			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓			
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座 面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治

