

車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 8 月 12 日

あきる野市社会福祉協議会 五日市

メーカー カワムラサイクル

管 理 番 号 19

仕様 自走式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム	—	—	—	
		3	空気圧	—	—	—	
リム	E	1	リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1	キャスター	✓			
フットサポート	G	1	フットサポート	✓			
アームサポート	H	1	アームサポート	✓			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓			
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座 面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

所見 レッグサポートなし 注意

点検者 特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 8 月 12 日

あきる野市社会福祉協議会 五日市

メーカー カワムラサイクル

管 理 番 号 35

仕様 自走式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き			✓	音鳴り調整済
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム	—	—	—	
		3	空気圧	—	—	—	
リム	E	1	リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1	キャスター	✓			
フットサポート	G	1	フットサポート	✓			
アームサポート	H	1	アームサポート	✓			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓			
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座 面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

所見 ブレーキ音鳴りの申告があり、調整を行いましたが、これ以上は調整では改善できません。動作に異常はないため、現状で使用可です。

点検者 特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 8 月 12 日

あきる野市社会福祉協議会 五日市

メーカー カワムラサイクル

管 理 番 号 36

仕様 自走式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム	—	—	—	
		3	空気圧	—	—	—	
リム	E	1	リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1	キャスター	✓			
フットサポート	G	1	フットサポート	✓			
アームサポート	H	1	アームサポート	✓			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓			
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座 面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

所見 レッグサポートなし 注意

点検者 特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 8 月 12 日

あきる野市社会福祉協議会 五日市

メーカー MIKI

管 理 番 号 54

仕様 自走式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム	—	—	—	
		3	空気圧	—	—	—	
リム	E	1	リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1	キャスター	✓			
フットサポート	G	1	フットサポート	✓			
アームサポート	H	1	アームサポート	✓			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓			
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座 面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 8 月 12 日

あきる野市社会福祉協議会 五日市

メーカー MIKI

管 理 番 号 58

仕様 自走式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム	—	—	—	
		3	空気圧	—	—	—	
リム	E	1	リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1	キャスター	✓			
フットサポート	G	1	フットサポート	✓			
アームサポート	H	1	アームサポート	✓			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓			
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座 面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 8 月 12 日

あきる野市社会福祉協議会 五日市

メーカー MIKI

管 理 番 号 65

仕様 自走式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム	—	—	—	
		3	空気圧	—	—	—	
リム	E	1	リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1	キャスター	✓			
フットサポート	G	1	フットサポート	✓			
アームサポート	H	1	アームサポート	✓			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓			
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座 面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 8 月 12 日

あきる野市社会福祉協議会 五日市

メーカー MIKI

管 理 番 号 66

仕様 自走式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム	—	—	—	
		3	空気圧	—	—	—	
リム	E	1	リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1	キャスター	✓			
フットサポート	G	1	フットサポート	✓			
アームサポート	H	1	アームサポート	✓			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓			
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座 面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 8 月 12 日

あきる野市社会福祉協議会 五日市

メーカー MIKI

管 理 番 号 67

仕様 自走式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム	—	—	—	
		3	空気圧	—	—	—	
リム	E	1	リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1	キャスター	✓			
フットサポート	G	1	フットサポート	✓			
アームサポート	H	1	アームサポート	✓			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓			
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座 面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

所見

点検者 特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 8 月 12 日

あきる野市社会福祉協議会 五日市

メーカー MIKI

管 理 番 号 69

仕様 介助式

部位		項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓			
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓			
		2	介助ブレーキワイヤー	✓			
		3	介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1	タイヤ	✓			
		2	虫ゴム	—	—	—	
		3	空気圧	—	—	—	
リム	E	1	リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1	キャスター	✓			
フットサポート	G	1	フットサポート	✓			
アームサポート	H	1	アームサポート	✓			
ハンドリング	I	1	ハンドリング	—	—	—	
サイドガード	J	1	サイドガード	✓			
座 面	K	1	バックサポート	✓			
		2	座面シート	✓			
清掃	L	1	消毒			✓	

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治

