

# 車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 12月 9日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

31

仕様

介助式

部位	項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓		
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓		
		2	介助ブレーキワイヤー	✓		
		3	介助ブレーキの効き	✓		
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓		
タイヤ	D	1	タイヤ	✓		
		2	虫ゴム	✓		
		3	空気圧		✓	
リム	E	1	リム・スポーク	✓		
キャスター	F	1	キャスター	✓		
フットサポート	G	1	フットサポート	✓		
アームサポート	H	1	アームサポート	✓		
ハンドリング	I	1	ハンドリング	-	-	-
サイドガード	J	1	サイドガード	✓		
座面	K	1	バックサポート	✓		
		2	座面シート	✓		
清掃	L	1	消毒		✓	

所見

レッグサポートなし

点検者

特定非営利活動法人くるま  
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



# 車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 12月 9日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

53

仕様

自走式

部位	項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓		
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓		
		2	介助ブレーキワイヤー	✓		
		3	介助ブレーキの効き			✓ 調整済
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓		
タイヤ	D	1	タイヤ	✓		
		2	虫ゴム	—	—	—
		3	空気圧	—	—	—
リム	E	1	リム・スポーク	✓		
キャスター	F	1	キャスター	✓		
フットサポート	G	1	フットサポート	✓		
アームサポート	H	1	アームサポート	✓		
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓		
サイドガード	J	1	サイドガード	✓		
座面	K	1	バックサポート	✓		
		2	座面シート	✓		
清掃	L	1	消毒			✓

所見 介助ブレーキの効きを調整しました。

点検者

特定非営利活動法人くるまいす  
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



# 車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 12月 9日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

55

仕様

自走式

部位	項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓		
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓		
		2	介助ブレーキワイヤー	✓		
		3	介助ブレーキの効き	✓		
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓		
タイヤ	D	1	タイヤ	✓		
		2	虫ゴム	—	—	—
		3	空気圧	—	—	—
リム	E	1	リム・スポーク	✓		
キャスター	F	1	キャスター	✓		
フットサポート	G	1	フットサポート	✓		
アームサポート	H	1	アームサポート	✓		
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓		
サイドガード	J	1	サイドガード	✓		
座面	K	1	バックサポート	✓		
		2	座面シート	✓		
清掃	L	1	消毒			✓

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす  
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



# 車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 12月 9日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

57

仕様

自走式

部位	項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓		
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓		
		2	介助ブレーキワイヤー	✓		
		3	介助ブレーキの効き	✓		
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓		
タイヤ	D	1	タイヤ	✓		
		2	虫ゴム	—	—	—
		3	空気圧	—	—	—
リム	E	1	リム・スポーク	✓		
キャスター	F	1	キャスター	✓		
フットサポート	G	1	フットサポート	✓		
アームサポート	H	1	アームサポート	✓		
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓		
サイドガード	J	1	サイドガード	✓		
座面	K	1	バックサポート	✓		
		2	座面シート	✓		
清掃	L	1	消毒			✓

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす  
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



# 車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 12月 9日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

59

仕様

自走式

部位	項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓		
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓		
		2	介助ブレーキワイヤー	✓		
		3	介助ブレーキの効き	✓		
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓		
タイヤ	D	1	タイヤ	✓		
		2	虫ゴム	—	—	—
		3	空気圧	—	—	—
リム	E	1	リム・スポーク	✓		
キャスター	F	1	キャスター	✓		
フットサポート	G	1	フットサポート	✓		
アームサポート	H	1	アームサポート	✓		
ハンドリング	I	1	ハンドリング	✓		
サイドガード	J	1	サイドガード	✓		
座面	K	1	バックサポート	✓		
		2	座面シート	✓		
清掃	L	1	消毒			✓

所見

レッグサポートなし(セパレート)

点検者

特定非営利活動法人くるま  
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



# 車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 12月 9日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

70

仕様

介助式

部位	項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1 フレーム	✓			
介助ブレーキ	B	1 介助ブレーキレバー	✓			
		2 介助ブレーキワイヤー	✓			
		3 介助ブレーキの効き	✓			
ブレーキ	C	1 ブレーキ	✓			
タイヤ	D	1 タイヤ	✓			
		2 虫ゴム	—	—	—	
		3 空気圧	—	—	—	
リム	E	1 リム・スポーク	✓			
キャスター	F	1 キャスター	✓			
フットサポート	G	1 フットサポート	✓			
アームサポート	H	1 アームサポート	✓			
ハンドリング	I	1 ハンドリング	—	—	—	
サイドガード	J	1 サイドガード	✓			
座面	K	1 バックサポート	✓			
		2 座面シート	✓			
清掃	L	1 消毒			✓	

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす  
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治



# 車いす定期安全点検票

実施年月日 2025年 12月 9日

あきる野市社会福祉協議会

メーカー

MIKI

管理番号

74

仕様

介助式

部位	項目	点検箇所	良	不可	処置	処置内容
フレーム	A	1	フレーム	✓		
介助ブレーキ	B	1	介助ブレーキレバー	✓		
		2	介助ブレーキワイヤー	✓		
		3	介助ブレーキの効き	✓		
ブレーキ	C	1	ブレーキ	✓		
タイヤ	D	1	タイヤ	✓		
		2	虫ゴム	—	—	—
		3	空気圧	—	—	—
リム	E	1	リム・スポーク	✓		
キャスター	F	1	キャスター	✓		
フットサポート	G	1	フットサポート	✓		
アームサポート	H	1	アームサポート	✓		
ハンドリング	I	1	ハンドリング	—	—	—
サイドガード	J	1	サイドガード	✓		
座面	K	1	バックサポート	✓		
		2	座面シート	✓		
清掃	L	1	消毒			✓

所見

点検者

特定非営利活動法人くるまいす  
車いす安全整備士 11034DC

富澤 弘 治

